




HBsAg ELISA (SENSITIVE)

High-Sensitivity, Mutants Detection



Features

- Clinical sensitivity.....100%
- Analytical sensitivity (adr, adw, ay)..... 0.1IU/ml
- Specificity
 - European blood donors.....99.78%
 - Chinese blood donors.....99.92%
- Test principle..... "sandwich" ELISA
- Total incubation time.....60min+30min+30min



NEW KIT ELISA HBsAg

جديدة ممتازة

الحساسية والنوعية وكشف متحولة

هي علامة المصلية الأكثر أهمية بالنسبة الحاد أو المزمن

التهاب الكبد B. وكان وجود طفرات HBsAg جيدا

موثقة في مناطق مختلفة من العالم

ذات حساسية عالية ELISA HBsAg عدة يعترف معظم HBsAg

المسوخ، والتي جنبا إلى جنب مع بالغ الحساسية التحليلية و Wantai

خصوصية، و KIT يوفر حلا ممتازا في تشخيص التهاب الكبد البائي، و

في حماية سلامة إمدادات الدم.

